

Viridex RF naujas ir efektyvu būdas odos problemų sprendimui



- Viskas viename prietaise;
- Platus procedūrų pasirinkimas;
- Nedidelė investicija ir lengva priežiūra;
- Greitas klientų grįžimas į įprastą kasdieninę veiklą, nėra ilgo reabilitacinio periodo.



Termokoaguliacijos principas yra kraujagyslių arba odos įkaitinimas panaudojant 4 Mhz radijo dažnio vibracijas adatų galiukuose (adata liečia odą). Viridex RF naudojamos skirtingos adatų rūšys. Kiekvienai pasirinktinai procedūrai yra naudojama tam skirta, specialios formos adatėlė. Nustatymai yra iš anksto užprogramuoti, bet gali būti keičiami priklausomai nuo kiekvienos individualios procedūros. Aparatas kompaktiškas (komplektuojamas lagaminu su ratukais) – puikiai tinka specialistams, dirbantiems keliuose vietose.

Teleangiektazijos ir kraujagyslės susijusios su rožine



Teleangiektazijos (dar žinomos kaip voro kraujagyslės) yra mažos išsiplėtusios kraujagyslės arti odos paviršiaus, nuo 0.5 iki 1 mm diametro dydžio. Jos gali išsivystyti bet kurioje kūno odos vietoje, bet dažniausiai yra matomos veide – aplink nosį, skruostus ir smakrą. Jos taip pat gali išsivystyti kojose, konkrečiai viršutinėje šlaunų dalyje, žemiau kelio sąnario ir aplink kelius. **Rožinė** yra lėtinė būklė, pasireiškianti veido eritema (raudoniu) ir kartais spuogeliais. Rožinė paveikia visas lytis ir amžiaus grupes.

Angiomas



Angiomas yra gerybiniai navikai kilę iš kraujagyslių ar limfagyslių sienelių ląstelių arba kilę iš audinius supančių kraujagyslių ląstelių.

Fibromos



Fibromos yra gerybiniai navikai, kurie susideda iš skaidulinio arba jungiamojo audinio. Minkšta fibroma (fibroma molle) susideda iš daugelio laisvai susijungusių ląstelių ir mažiau iš fibrozinio audinio. Dažniausiai atsiranda kaklo, pažastų bei kirkšnių srityje.

Senatvinės dėmės



Senatvinės dėmės arba kepenų dėmės yra odos pigmentacija susijusi su senėjimu ir saulės ultravioletiniu radiacijos poveikiu. Jos yra skirstomos pagal spalvą nuo šviesiai rudos iki raudonos, ar juodos, ir yra pasiskirsčiusios labiausiai saulės veikiamose zonose, dažniausiai rankose, veide, pečių srityje, kaktose.

Raukšlės



Kolagenas ir elastinas yra pagrindinės odos struktūros dalys. Jos suformuoja pluoštinį tinklą odoje, kuris yra kaip odos karkasas, griaučiai kartu su už elastingumą atsakingu elastinu. **Raukšlės** atsiranda dėl kolageno ir elastino trūkumo odoje. Kolagenas dažniausiai prarandamas dėl saulės padarytos žalos odai, be to odos senėjimas, taip pat sukelia šių skaidulų praradimą. Jos tampa plonos ir trapios. Norint sumažinti raukšles odoje, reikia pastorinti odos sluoksnį ir sukurti daugiau kolageno.

Strijos



Strijos yra tam tikri odoje susidarę randai neturintys spalvos. Jos atsiranda dėl dermos plyšimo ir gali per laiką sumažėti, bet visiškai neišnyksta. Strijos dažnai yra odos staigaus ištempimo pasekmė, susijusi su greitu augimu ar staigiu svorio pakitimu. Strijų susidarymą taip pat gali lemti hormoniniai pakitimai susiję su lytiniu brendimu, nėštumu, pakaitine hormonų terapija ir t.t.

Techninės savybės:

Dydis ir svoris:

- Aukštis: 12 cm
- Gylis: 28 cm
- Plotis: 36 cm
- Svoris: 12 kg
- Nešiojamas pakavimo dėklas

Maitinimas:

- Maitinimo įtampa: 115-230 V / 50-60 Hz
- Energija: 125 VA
- BF tipo prietaisas
- Apsauga nuo skysčių prasiskverbimo: IPXO
- Stiklinis saugiklis
- Izoliacija: I klasė
- Šiluminės koaguliacijos (HF) signalo galia
- Saugiklio informacija: 2 X F2A / 250 V

Garantija – 2 metai. Gamintojas – F care systems (Belgija).

UAB Grožio gidas oficiali F care systems atstovė Baltijos šalims.

Daugiau informacijos: tel. 610-27691 arba 610 – 31328. www.grozioverslui.lt