

TERMO SALUD



BODY ESCULTOR figūros formavimui

Ši įranga buvo sukurta siekiant atlikti elektrostimuliaciją kūno procedūrų metu, kuriomis siekiama gydyti tokias problemas kaip: antsvoris, celiulitas, lėta kraujotaka, lokalizuotos riebalų sankaupos, trūkstamas raumenų tonusas ir kt.

Nauda

bodyEscultor ® siūlo procedūras, kurias:

- * Sumažina kūno riebalų procentą
- * Didina raumenų tonusą
- * Pašalina riebalų sankaupas
- * Padidina odos tonusą
- * Gerina drenažą ir pašalina toksinų perteklių
- * Gerina cirkuliaciją
- * Išlygina poodinius riebalų audinius
- * Stangrina suglebusius audinius
- * Atpalaiduoja raumenis

BODY ESCULTOR technologija

BodyEscultor ® procedūrų metu yra naudojama 16 silikoninių elektrodų. Kiekviena iš 13 iš anksto nustatytų programų sujungtos įvairių tipų srovėmis ir tai nustato idealią procedūros trukmę. Bendra programos trukmė gali būti keičiama rankiniu būdu. Tokiu atveju įrangoje bus automatiškai iš naujo nustatytas laikas. Dirbant su atskiromis srovėmis, vartotojas gali rankiniu būdu pakeisti šiuos nustatymus: pulso, laiko, susitraukimų laiko ir poilsio laiko.

Programos:

- * Kietasis celiulitas
- * Minkštasis celiulitas
- * Vandeningasis celiulito
- * Stangrumo atstatymas
- * Intensyvus stangrumo atstatymas
- * Svorio kontrolė
- * Lokalizuotų riebalų sankaupų gydymas
- * Tonizuojanti
- * Atpalaiduojanti
- * Figūros formavimas
- * Po gimdymo
- * Drenažas
- * Stimuliacija



Srovės:

- * Tonizuojanti srovė
- * Drenažinė srovė
- * Atpalaiduojanti srovė
- * Stangrumą atstatanti srovė
- * Giliai stangrinanti srovė
- * Cirkuliacinė srovė
- * Švelni stangrinanti srovė
- * Įtempianti srovė
- * Lipolizės srovė
- * Švelniai metabolizuojanti srovė
- * Giliai metabolizuojanti srovė
- * Švelniai tonizuojanti srovė
- * Intensyviai tonizuojanti srovė
- * Švelniai drenuojanti srovė
- * Intensyviai drenuojanti srovė

BODY ESCULTOR techninė charakteristika

Įranga:	Elektrostimuliacija
Įtampa:	230 V ~ 50/60 Hz
	115 V ~ 50/60 Hz (pasirinktinai)

Galingumo charakteristika

Išėjimų skaičius:	8
Pagrindinis pulsas:	150 mums iki 1 ms
Dažnis:	kintamasis 2,5 Hz - 100 Hz
Susitraukimo laikas:	kintamasis 2-10 sek.
Poilsio laikas:	kintamasis: 0 - 3 sek.
Procedūros trukmė:	1 - 99 min
Energijos suvartojimas:	60 VA
Svoris su stovu:	20 kg
Svoris be stovo:	5 kg
Matmenys su stovu:	470 cm (plotis) x 500 cm (ilgis) x 1015 cm (aukštis)
Matmenys be stovo:	470 cm (plotis) x 331 cm (ilgio) x 169 cm (aukštis)



**grožio
verslui**

Įranga, kosmetika

Termosalud atstovė Lietuvoje UAB Grožio gidas,
tel. 8-610-27691, info@grozioverslui.lt
www.grozioverslui.lt