

TERMO SALUD



BODY SYSTEM formuoja figūrą

bodySystem® yra termostimuliacinė įranga, kuri vienu metu skleidžia infraraudonųjų spindulių šilumą ir sukuria stimuliuojančias sroves. Išskirtinė šios įrangos savybė yra dviejų technikų kombinavimas: gili šiluma ir elektrostimuliacija vienos procedūros metu. Rezultatai pasiekiami per trumpesnę laiką ir mažesnę sesijų kiekį. Tinka tiek vyrams tiek moterims.

BODY SYSTEM tikslai:

Programų tvarkymas

bodySystem® turi trylika gydymo programų, kurios sujungia šilumos ir elektrostimuliacijos metodus. Dėl jų mes galime sėkmingai gydyti didžiausią susirūpinimą keliančias estetines problemas:

- * Kietasis celiulitas
- * Minkštasis celiulitas
- * Vandeningas celiulitas
- * Stangrumo atstatymas
- * Intensyvus stangrumo atstatymas
- * Svorio kontrolė
- * Tonuso suteikimas
- * Atpalaidavimas
- * Formų atstatymas
- * Atstatymas po gimdymo
- * Drenažas
- * Stimuliacija



BODY SYSTEM technologija

Termo juostos šilumos poveikis. Termo juostoms naudojamos hipoalerginės silikono juostos, kurių sudėtyje yra varžos juostos, kurios skleidžia sausą spinduliavimo šilumą. Ši spinduliuotė prasiskverbia iki 1-3,5 cms gylio, todėl elektromagnetinę energiją paverčia šilumine energija. Ši nuolatinės šilumos perdavimo technika sukuria veiksmingą temperatūros padidėjimą epidermyje, dermoje ir raumeninių audinių sluoksniuose. Šios technikos poveikis:

- * Efektyvus valymas (toksinų pašalinimas)
- * Poodinio riebalų audinio išlyginimas (figūros rekonstrukcija)
- * Aktyvinamas metabolizmas
- * Cirkuliacinis tobulinimas
- * Raumenų atpalaidavimas

Elektrostimuliacija: stimuliuojantis poveikis. Norint sukelti raumenų natūralų judėjimą, smegenys turi siųsti elektrinį impulsą. Stimuliacijos srovė remiasi panašiu principu, išskyrus tai, kad čia elektros impulsas perduodamas tiesiai į raumenis per vieną teigiamą ir vieną neigiamą elektrodus naudojant silikoninius elektrodus. Poveikis:

- * Raumeninio audinio didinimas ir stiprinimas
- * Kūno rekonstrukcija
- * Maistinių medžiagų teikimo į odą gerinimas
- * Pagreitinamas metabolizmas
- * Gerinama kraujo apytaka

Nepriklausomos stimuliacijos modulis. BodySystem® įrangą sudaro nepriklausomas elektrostimuliacijos modulis su aštuoniais išėjimais 16-ai silikono elektrodų, per kuriuos gydymas gali būti atliekami:

- * Stangrumo atstatymas
- * Intensyvus stangrumo atstatymas
- * Tonizavimas
- * Atpalaidavimas
- * Drenažas

BODY SYSTEM techninė charakteristika

Įranga: termostimuliacija
Įtampa: 230 V ~ 50/60 Hz
115 V ~ 50/60 Hz (pasirinktinai)

Termostimuliacija 6 kombinuoti lizdai

Temperatūros reguliavimas: Nuo 1 iki 99%

Intensyvumo reguliavimas: Nuo 1 iki 99%

Maksimali išėjimo įtampa: ~24 V

Juostų matmenys

Didelės: (2 vnt.): 580 x 200 mm.

Mažos: (4 vnt.): 260 x 240 mm.

Procedūros trukmė: 1-99 min.

Energijos sunaudojimas: 580 V

Svoris su stovu: 24 kg

Svoris be stovo: 8 kg

Matmenys su stovu: 470 cm (plotis) x 500 cm (ilgis) x 1015 cm (aukštis)

Matmenys be stovo: 470 cm (plotis) x 331 cm (ilgis) x 169 cm (aukštis)



**grožio
verslui**

Įranga, kosmetika

Termosalud atstovė Lietuvoje UAB Grožio gidas, tel. 610-27691, info@grozioverslui.lt www.grozioverslui.lt