



## DERMOTHERM: kūnas be celiulito

Dviejų technikų kombinacija, tai yra, vakuuminis masažas ir lokalizuoti infraraudonieji spinduliai, daro šį prietaisą novatorišku, kuris skirtas atlikti kūno procedūras.

Vakuuminis masažas sukuria jungiamojo audinio mobilumą, tokiu būdu mažinama bet kurių sukietėjusių ar ypatingai jautrių vietų perkrova. Lokalizuoti infraraudonieji spinduliai skatina celiulito pažeistų audinių aprūpinimą krauju ir deguonimi.

### DERMOTHERM: technologija - poodinis masažas

Vienu metu taikant abu metodus yra padidinamas procedūros efektyvumas, nes skatinama kraujo ir limfos cirkuliacija bei iš organizmo šalinami susikaupę toksinai.

#### Procedūros:

- \* Uodegikaulio srities drenažas;
- \* Procedūra kaklo sričiai;
- \* Drenažas pilvo srityje;
- \* Celiulito gydymas (sėdmenims).

Ergonomišką rankeną iš dermoTherm ® yra paprasta naudoti. Jo apskritas paviršius padidina jungiamojo audinio mobilumą ir tai klientui sukelia minimalų diskomfortą.

### Dermotherm. techninė charakteristika

Įranga: vakuuminė įranga  
Įtampa: 230 V ~ 50/60 Hz  
115 V ~ 50/60 Hz

(pasirinktinai)

#### Vakuumas

Išėjimo slėgis: 0-650 mbar  
Nuotėkis: 2500 l / val  
Poilsio laikas: 1 - 10 sek  
Siurbimo laikas: 1 iki 12 sek



#### Infraraudonieji spinduliai

Temperatūros diapazonas: 35 ° C iki 45 ° C  
Taikymo laikas: 1 - 99 min  
Energijos suvartojimas: 160 V  
Svoris su stovu: 23,5 kg  
Svoris be stovo: 9kg  
Matmenys su stovu: 470 cm (plotis) x 500 cm (ilgio) x 1015 cm (aukštis)  
Matmenys e stovo: 470 cm (plotis) x 386 cm (ilgio) x 169 cm (aukštis)

Aparatas pagamintas Ispanijoje. Garantija 1 metai.



**grožio  
verslui**

Įranga, kosmetika

Termosalud atstovė Lietuvoje UAB Grožio gidas, tel. 8-610-27691  
[info@grozioverslui.lt](mailto:info@grozioverslui.lt) [www.grozioverslui.lt](http://www.grozioverslui.lt)