

Termo antklodė M15 / 1



Termo antklodė suskirstyta į 3 zonas (viršutinių galūnių ir krūtinės, juosmens ir sėdmenų ir apatinių galūnių), kurios reguliuojasi nepriklausomai viena nuo kitos, atsižvelgiant į šilumos lygį reikalingą kiekvienai daliai. Tai padeda išvengti perkaitinimo arba padidinti šilumą konkrečiose srityse, kurioms to reikia. Antklodė dengia nuo pečių iki kojų ir šone yra tvirtinimo sistema palei visą kūną, kuri užkerta kelią šilumos nutekėjimui.

Pagaminta iš ugniai atsparios ir antibakterinės PVC medžiagos. Dėl savo formos termo antklodė yra labai universalus produktas, kuris gali būti naudojamas įvairioms kūno procedūroms. Ji buvo

sukurta taip, kad būtų lengva valyti, tokiu būdu užkertant kelią bet kokiam mikrobu susidarymui.

Ji taip pat turi integruotą laikmatį, kuris leidžia nustatyti procedūros trukmę. Šis prietaisas palengvina profesionalų darbą, padidintas saugos lygis, apsaugo nuo galimų nudegimų, automatiškai nustoja veikti po 65 min.

Techninė charakteristika

Įtampa

230 V 50/60 V kintamoji srovė
120 50/60 Hz (pasirinktinai)

Galingumo charakteristika

Zonos:

3 nepriklausomi zonos

Temperatūros diapazonas:

nuo 1 iki 60%

Procedūros trukmė:

1 iki 60 min.

Energijos sąnaudos

540 W

Svoris

7 Kg

Matmenys

Išlankstyta

195x170 cm

Sulankstyta

186x88 cm

Šildomas plotas

175x170 cm

Termo antklodė M04

Antklodė padalinta į 3 zonas (viršutinėms galūnėms ir krūtinei, liemeniui ir sėdmenims bei apatinėms galūnėms), kad galima būtų laisvai reguliuoti atskirų dalių temperatūrą priklausomai nuo paciento poreikių.

Pagaminta iš ugniai atsparios bei bakterijoms neleidžiančios kauptis PVC medžiagos. Dėl savo formos tai labai universalus produktas, kurį galima naudoti skirtingų ligų gydymui. Taip pat antklodė sukurta tokiu būdu, kad ją labai paprasta valyti po naudojimosi, kas neleidžia vystytis bakterijoms.



Turi saugos sistemą, kuri išjungia šildytuvą po 65 minučių, garantuojanti, kad nudegimų nebus.

Techninė charakteristika

Įtampa 230 V 50/60 V kintamoji srovė
120 50/60 Hz (pasirinktinai)

Galingumo charakteristika

Zonos: 3 nepriklausomi zonos
Temperatūros diapazonas: nuo 1 iki 60%
Procedūros trukmė: 1 iki 60 min.
Energijos sąnaudos: 510 W
Svoris: 6 Kg

Matmenys

Išlankstyta 160x160 cm
Sulankstyta 160x80 cm
Šildomas plotas 140x160 cm

Termo antklodė M03 sauna



Ši antklodė svarbi atliekant procedūras skirtas svorio netekimui, gydant reumatą, celiulitą bei nutukimą. Toksinai šalinami iš organizmo per prakaito liaukas ir suaktyvinama medžiagų apykaita.

Pagaminta iš PVC medžiagos. Joje taip pat įtaisytas šiluminis potenciometras, kuris nepriklausomai reguliuoja viršutinės ir apatinės zonos temperatūrą.

Techninė charakteristika

Įtampa 230 V 50/60 V kintamoji srovė
120 50/60 Hz (pasirinktinai)

Galingumo charakteristika

Zonos: 2 viršuje ir apačioje
Temperatūros diapazonas: nuo 1 iki 60%
Energijos suvartojimas: 270 W
Svoris: 6 kg

Matmenys

Išlankstyta: 160 x 160 cm
Sulankstyta: 160 x 80 cm
Šildomas plotas: 140 x 160 cm

Termo antklodė M02

Ši antklodė turi gerokai pranašesnę šiluminį laidumą už įprastas šiluminės antklodes. Ji higieniška ir puikiai atlaiko karštį, nepraranda savo formos dėka PVC (atsparios ugniai ir anti-bakterinės) medžiagos, kurią lengva valyti. Joje taip pat įtaisyta temperatūros reguliavimo kontrolė, saugos termostatas ir automatinio išjungimo sistemą praėjus apie 65 min. Atitinka ES taisykles.



Techninė charakteristika

Įtampa 230 V 50/60 V kintamoji srovė
120 50/60 Hz (pasirinktinai)

Galingumo charakteristika

Temperatūros diapazonas: nuo 1 iki 60%
Energijos suvartojimas: 135 W
Svoris: 3kg

Matmenys

Iš viso: 80 x 155 cm
Apšildomas plotas: 80 x 155 cm

Termo antklodė TERMORELAX



Termorelax ® sujungia dvi gerai žinomas technikas grožio procedūrų pasaulyje: šilumos terapiją ir pasyvų masažą per virpesius. Šios kombinacijos naudojimas turi atsipalaiduojantį ir tonizuojantį poveikį. Rekomenduojama gydyti raumenų susitraukimą, kuri sukėlė stresas, netaisyklingą laikyseną ar pervargimą. Nuo pat pirmos procedūros pagerėja savijauta, nes šiluminė antklodė Termorelax ® veikimo principas yra susijęs su terapiniu veikimu, naudingu raumenims, kraujotakai ir limfinei sistemai, todėl tai puikus sąjungininkas grožio salone. Siūlome veiksmingą alternatyvą tradiciniams fiziniams pratimams arba ši antklodė gali būti panaudota, siekiant papildyti sportinę veiklą. Ji taip pat idealiai tinka lieknėjimui ir kovai su celiulitu.

Techninė charakteristika

Įtampa 230 V 50/60 V kintamoji srovė
120 50/60 Hz (pasirinktinai)

Galingumo charakteristika

Temperatūros diapazonas: nuo 1 iki 9 lygio
Masažo vibracija: nuo 1 iki 5 lygio
Programos: 8
Energijos suvartojimas: 230 VA
Svoris: 7 kg

Matmenys

Išlankstyta: 190 x 160 cm
Sulankstyta: 190 x 80 cm
Šildomas plotas: 170 x 80 cm



**grožio
verslui**
Įranga, kosmetika

Termosalud atstovė Lietuvoje UAB Grožio gidas
tel. 8 610-27691, info@grozioverslui.lt www.grozioverslui.lt